

D Alarm Messages

עדיפות נמוכה - צוות	עדיפות בינונית – רופא או צוות	עדיפות עליונה – רופא או צוות
---------------------	-------------------------------	------------------------------

Source	Alarm message	P	Cause and action
Ventilator Parameters	Paw Too High	H	התרעה על לחץ גבוה
			<ol style="list-style-type: none"> 1. suction- בדוק את החולה אולי זקוק ל- 2. בדוק קביעות הפרמטרים של המנשם 3. בדוק כיוון אזהקות 4. בדוק חסימות בצנרת הנשמה
			<ol style="list-style-type: none"> 1. קריאת חמצן גבוהה 2. בדוק פרמטרים 3. בדוק גבולות אזהקות 4. בדוק אספקת חמצן 5. בצע כיוול חמצן
	O₂% Too High	H	<ol style="list-style-type: none"> 1. קריאת חמצן נמוכה 2. בדוק פרמטרים 3. בדוק אספקת חמצן 4. בצע כיוול חמצן
	O₂% Too Low	H	<ol style="list-style-type: none"> 1. קריאת חמצן נמוכה 2. בדוק פרמטרים 3. בדוק אספקת חמצן 4. בצע כיוול חמצן
	PEEP Too High	H	גבוה PEEP
			<ol style="list-style-type: none"> 1. בדוק קביעות הפרמטרים של המנשם 2. בדוק חסימות בצנרת החלף פילטרים
	PEEP Too Low	M	נמוך PEEP
			<ol style="list-style-type: none"> 1. בדוק קביעות הפרמטרים של המנשם 2. בדוק leakage בדיקת חיבורי צנרת לחולה
	Circuit disconnection	H	צנרת התנתקה
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Check and clean the patient tubing. 2. Check and clean the expiration valve.
	ON BATTERY POWER	H	מכשיר עובד על סוללה יש לבדוק חיבור לחשמל

עדיפות נמוכה - צוות	עדיפות בינונית – רופא או צוות	עדיפות עליונה – רופא או צוות
---------------------	-------------------------------	------------------------------

קריאת נפח גבוהה

Tve Too High	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. בדוק כיוון הפרמטרים 2. בדוק גבולות האזעקות
TVe Too Low	M	<p>קריאת נפח נמוכה</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. בדוק את החולה 2. בדוק פרמטרים 3. בדוק גבולות אזעקות 4. בדוק שלמות צנרת הנשמה 5. בצע טסט למכשיר
MV Too High	H	<p>קריאת נפח מצטבר גבוה</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. בדוק פרמטרים 2. בדוק גבולות האזעקות
MV Too Low	H	<p>קריאת נפח מצטבר נמוך</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. בדוק כיווני פרמטרים 2. בדוק גבולות אזעקות 3. בדוק שלמות צנרת לדליפה וחסימות 4. בצע בדיקה למכשיר
Apnea		<p>חולה אינו נושם בכוחות עצמו.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. בדוק החולה 3. בדוק TIME APNEA SETUP
Apnea Ventilation	H	<p>הנשמת גיבוי מכנית לפי פרמטרים מראש</p> <p>יש לבדוק מצב חולה</p>
f Total	H	<p>קצב הנשמה כולל גבוה</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. בדוק את החולה 2. בדוק קביעות הפרמטרים של המנשם 3. בדוק גבולות אזעקות.
Apnea Ventilation Ended	L	<p>בצנרת Leak Leak בדוק האם יש סיום הנשמת גיבוי</p>